

SCHEDA TECNICA OPTIMA LIGHT 0.1



ORTESI PODALICA RIABILITATIVA

Trattamento post-operatorio, delle fasi traumatiche e delle fratture del piede.

COMPONENTI DEL PRODOTTO

- 1- Gambale
- 2- Fodera
- 3- Soletto
- 4- Fondo
- 5- Velcri



La linea Optima è indicata per il trattamento di alterazioni della morfologia del piede. Optima Molliter S.r.l. dichiara che i tutori Optima sono dispositivi medici concepiti e progettati secondo lo stato dell'arte, sono stati controllati e resi conformi al Regolamento UE 2017/745 per le parti applicabili. I tutori sono conformi alle linee guida internazionali del IWGDF per la gestione delle ulcere del piede diabetico. <https://iwgdfguidelines.org/guidelines/guidelines>.

INDICATO PER

- Gestione dell'ulcera plantare, digitale, interdigitale.
- Post-operatorio alluce valgo.
- Post-operatorio alluce rigido.
- Post-operatorio dita a martello.
- Post-operatorio del Neuroma di Morton.
- Frattura delle dita.
- Asportazione ungueale.
- Asportazione verruca plantare.
- Post-operatorio avampiede.
- Post-operatorio alle dita.
- Indicato per contenimento di bendaggi funzionali.
- Lesione interdigitale.
- Lesione delle dita.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Contrafforte termo-modellabile, tomaia traspirante e lavabile. Struttura regolabile con chiusure in velcro. Ampie aperture per consentire ispezione ed aerazione. Soletto rigido anti-flessione ed anti-torsione. Fondo stabile per il controllo del movimento e redistribuzione del carico pressorio. Tallone interno propriamente imbottito per la massima protezione di tutta l'area fino al tendine di achille. OPTIMA LIGHT 0.1 non necessita di specifica calzatura controlaterale di compensazione, ma è compatibile con qualsiasi modello delle linee YDA e MAC.

CARATTERISTICHE

MATERIALI UTILIZZATI:

GAMBALE: PU 70% + PES 20% + COT 10%

FODERE POLIESTERE: 100%

SOLETTO: POLIAMMIDE PA6 70% + FIBRA VETRO 30%

FONDO: POLIURETANO

CALZA PROTETTIVA: 90% COTONE, 7% POLIAMMIDE, 3% ELASTAM.

I PRODOTTI OPTIMA SONO LATEX FREE.

CHIUSURA: 2 VELCRI

PACKAGING: PESO: GR 205 / MATERIALE: CARTONE

TEMPERATURE OPERATIVE E DI STOCCAGGIO: - 5° | + 45°

LOTTO DI PRODUZIONE: COME DESCRITTO SULL'ETICHETTA

DEL FRONTALINO DELLA SCATOLA

COMPONENTI BASE: PLANTARE MONOBLOCCO

AGGIUNTIVI: PLANTARE OPTIMA PUZZLE KIT 3X3 / PLANTARE PLTM / CALZA PROTETTIVA.

PULIZIA DEL PRODOTTO

Per la pulizia del prodotto utilizzare acqua tiepida o fredda, pulire con sapone neutro e risciacquare una volta completata l'operazione.

Evitare qualunque liquido aggressivo come alcool, detersivi da bucato, candeggina, ammoniaca, solventi. Evitare l'utilizzo di materiali abrasivi come spazzole, lana d'acciaio, carta vetro e lame di coltello per l'eliminazione delle macchie.

La ditta Optima Molliter S.r.l. non è responsabile di danni provocati da prodotti abrasivi che aggrediscono i materiali e da esposizione diretta a fonti di calore.

CODICE DI REPERTORIO / DISPOSITIVI MEDICI 2346538


N.Tariffario 06.12.06.024

In conformità con le Raccomandazioni 2-5-6-7c delle Linee Guida Internazionali dell'IWGDF sulla gestione del piede diabetico.

<https://iwgdfguidelines.org/guidelines/guidelines>

TAGLIE

	S 34-36	M 37-39	L 40-42	XL 43-45	XXL 46-48
A MM.	247	267	288	312	338
B MM.	106	115	120	128	138
C MM.	120	122	125	130	134
PESO GR. senza plantare	318	357	403	424	514



Optima Molliter Srl

Company Certified under: ISO 9001:2015 IT346378 - ISO 13485:2016 IT346377

Via Breda 19/21 62012 Civitanova Marche (MC) Italy T +39 0733 801060

info@optimamolliter.com / www.yda.it / www.optimamolliter.com

