



SCHEMA TECNICA YDA VAULT

La sneakers **YDA VAULT** stimola la muscolatura e il microcircolo, migliora la postura, protegge il piede dalle lesioni e dai dolori più comuni. La tecnologia e la costruzione che caratterizzano la linea la rendono un prodotto di alte performances in termini biomeccanici, grazie alla propulsione ed alla stabilità del movimento.

UPPER La tomaia in tessuto tecnico o pelle è rivestita internamente da un morbido involucro, confortevole e ammortizzante grazie anche all'assenza di cuciture.

SOFT PLANTAR è il plantare removibile che diminuisce le pressioni e gli shock da atterraggio. Assicura il defaticamento del piede e della gamba migliorando il microcircolo.

EASY- LACE è il sistema di allacciatura semi elastica a chiusura rapida con cursore che assicura l'adattamento continuo al piede e il massimo comfort durante il movimento.

HEEL SUPPORT Il supporto con struttura interna imbottita e confortevole, protegge e stabilizza il tallone durante la camminata.

SPRING SYSTEM® è lo speciale inserto interno alla **ROCKER SOLE** realizzato in fibra sintetica propulsiva che induce il rotolamento meccanico del passo. L'associazione di **SPRING SYSTEM®** e **ROCKER SOLE** riduce le pressioni localizzate sulla zona plantare, potenzia il distacco del piede da terra e l'ampiezza della falcata, stimola l'attività propriocettiva, il microcircolo e la muscolatura del medio gluteo.

BIOGELLY SYSTEM Materiali shock-absorbing iniettati nella parte posteriore dell'intersuola neutralizzano le forze verticali sprigionate durante il passo prevenendo le infiammazioni di tendine e tallone.

ROCKER SOLE Suola dall'innovativo design **ROCKER** per il controllo del movimento. L'associazione con la tecnologia **SPRING SYSTEM®** assicura il controllo biomeccanico di ogni passo. Realizzata in materiale E.V.A. ultra-light ed ammortizzante con inserti in gomma stabilizzanti antiscivolo

INDICATE PER

Riabilitazione successiva ad ortesi post chirurgia avampiede (alluce valgo, dita a martello, Neuroma di Morton); algie del piede; metatarsalgia; poliartrite; Neuroma di Morton; Artrosi; Piede Diabetico in prevenzione primaria, rischio 0, rischio 1, rischio 2; problematiche posturali; problematiche circolatorie; problematiche vascolari; defaticamento post-performances.

CARATTERISTICHE

SUOLA: BIOMECCANICA SEMIRIGIDA / **ROCKER SOLE** CON TECNOLOGIE **SPRING SYSTEM & BIOGELLY SYSTEM**.

TOMAIA: TESSUTO TECNICO O PELLE / **FODERA:** TESSUTO TECNICO IMBOTTITO

TACCO: 13MM / **PLANTARE:** STANDARD ESTRAIBILE O SU MISURA

PESO MEDIO: KG. 1.08 (PRESO SU TAGLIA 41)

NR. REPERTORIO MINISTERO SALUTE: 2346431


COD.ISO: 06.33.03 + 012 (N.35) + 015 (N.36-38) + 018 (N.39-42) + 021 (N. 43-47)

TAGLIE

	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
(A)	23,8	24,4	25,1	25,6	26,2	26,7	27,3	27,8	28,4	28,9	29,5	30	30,6
(B)	8,4	8,6	8,8	9	9,2	9,4	9,6	9,8	10	10,2	10,4	10,6	10,8
(C)	22,9	23,6	24,1	24,7	25,3	25,9	26,6	27,2	27,8	28,4	29,1	29,7	30,3


CALZATA MEDIA: 11 (dal 35 al 40) / **CALZATA MEDIA:** 12 (dal 41 al 47)

- (A) LUNGHEZZA (CM)
- (B) LARGHEZZA (CM)
- (C) CALZATA (CM)



TEST CARICHI PRESSORI CON SENSORI SISTEMA NOVEL

DYNAMIC TRIAL 2 MINUTES



YDA fa parte del **Programma Salute Optima Molliter** ed è in conformità con le Linee Guida Internazionali dell'IWGDF sulla gestione del piede diabetico. <https://iwgdfguidelines.org/guidelines/guidelines>. Tutte le calzature e i dispositivi vengono testati nei migliori Istituti e certificati. Scegliendo YDA, abbraccia uno stile di vita consapevole ed orientato al benessere. La nostra vision è di **rendere le persone libere di muoversi nel proprio mondo**.